

2022年 7月1日

No.94

お客様各位

株式会社ヘレナ研究所

本社 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-19

☎048-833-3208 FAX 048-833-3273

支社 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-31 第6松屋ビル7F

☎06-6945-1070 FAX 06-6945-1055

統括部 大野 千佐子

「クイックジェルIFEキット 前処理Dクリーン」 販売のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社体外診断用医薬品「クイックジェルIFEキット」(一般的名称:多項目免疫グロブリンキット)に、前処理試薬を追加したキットが認証されました。

前処理試薬は多発性骨髄腫治療薬(一般名:ダラツムマブ)投与患者のIFE検査におけるM蛋白偽陽性を回避するために使用します。

8月1日より構成品「クイックジェルIFEキット 前処理Dクリーン」を販売いたします。

「クイックジェルIFEキット」の商品構成は、以下の通りです。

Cat.No.	商品名	規格	JANコード
J9032	クイックジェルIFEキット 抗血清	抗血清0.75mL×5本 固定液1.0mL×1本	4560318962781
J9035	クイックジェルIFEキット 前処理Dクリーン	200μL×1本	4560318964730

保険適用項目:D015-24 免疫電気泳動法(特異抗血清)

新製品販売に伴い、以下の製品は製造終了とさせていただきます。

Cat.No.	商品名	規格	JANコード
J889	Dクリーン	200μL×1本	4560318964525

以上

資料請求及び問合せ先:営業部

TEL: 048-833-3208

FAX: 048-833-3273

E-mail: sales@helena.co.jp