



全自動電気泳動分析装置に対応した
アガロース支持体（クイックジェル CK）用試薬です。



●試薬の特徴

- ・反応生成物は不溶性のホルマザン色素です。
- ・非特異的の反応を抑えた、CK に特異性の高い試薬です。

●対応機種

- ・全自動電気泳動分析装置「エパライザ3」「エパライザ2」「エパライザ2 ジュニア」
- ・デンストメーター「クイックスキャン」(用手法)

関連商品



J714

クイックジェル CK試薬用
アガロース支持体



5134

CK, LD アイソザイム用
コントロール

Cat.No	品名	規格	構成品
【試薬】			
J823	クイックジェル CK試薬	5 枚用	基質剤 0.6mL用 ×5本 発色剤 1.0mL用 ×5本 溶解液 8mL×1本
J824	クイックジェル CK試薬	20 枚用	基質剤 1.5mL用 ×5本 発色剤 2.5mL用 ×5本 溶解液 20mL×1本
J825	クイックジェル CK試薬 (E3)	20 枚用 (エパライザ3専用)	基質剤 1.0mL用 ×5本 発色剤 2.0mL用 ×5本 溶解液 15mL×1本
【支持体】			
J714	クイックジェル CK	10 枚	支持体 10 枚 プロッターF 10 枚
【コントロール】			
5134	CK/LD コントロール	2mL 用 × 5本	2mL 用 × 5本 溶解液 10mL×1本