

## 『全自動に対応』



## ● 試薬の特徴

- ・電気泳動と免疫沈降反応を組み合わせた免疫固定法を測定原理とする、ヒト免疫グロブリンG, A, M,  $\kappa$  鎖及び $\lambda$  鎖の検出用キットです
- ・抗血清毎に色分けされており、抗血清の取り違えを防ぎます
- ・自動化に対応しています

## ● 対応機種

- ・全自動電気泳動分析装置「エパライザ2 ジュニア」・・・全自動
- ・全自動電気泳動分析装置「エパライザ2」・・・半自動
- ・デンストメーター「クイックスキャン」・・・用手法

## ● 試薬・支持体

Cat.No.	品名	規格	構成
J9032	クイックジェルIFEキット 抗血清	抗血清 0.75mL×5本 固定液 1mL×1本	抗血清 各0.75mL 5本 固定液 1.0mL 1本
J9031	クイックジェル IFEアガロースセット	83mm×129mm×10枚 染色液他	支持体 10枚、プロッターC 30枚 プロッターG 20枚、IFEステイン 50mL 1本
J9034	クイックジェル IFEアガロースセット (Jr)	83mm×129mm×10枚 染色液他	支持体 10枚、プロッターC 30枚 プロッターG 20枚、IFEステイン 4mL 1本